


口ホ®リクライナークッション

長時間の座位も安心。腰痛、床ずれ対策に。

一日中座り続けても、お尻から背中にかけて除圧し、腰痛や床ずれを予防してくれます。
また座部と背部の2枚のクッションを、スナップで留めて使用します。



メーカー希望小売価格

154,300 円 (税込 169,730 円)

座面：幅 8 セル (35 ~ 39.5cm) x 奥行 9 セル (39.5 ~ 44cm)

背面：幅 8 セル (35 ~ 39.5cm) x 背高 13 セル (57 ~ 61cm)

セル高：ハイ (10.5cm)

付属品：専用カバー (1 セット分)、専用ポンプ

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下 2-7-6

Tel: 03-6659-9500 Fax: 03-6659-9507 Mail: info.jp@permobil.com

※営業時間 10:00 ~ 18:00 (平日12:00 ~ 13:00・土・日・祝日・弊社休業日を除く)

販売店

2024年5月発行