

2019年4月より新たに登録完成用部品

DRヘッドレストスタンダードアーム



290mmx40mmx70mm (STD)
376mmx40mmx70mm (LONG)

名称：継手部品
型式：頸部継手
使用部品：ベルモビール 1832125
特徴：継手の接合部分やボールジョイントを調整することでパッドの上下、前後方向の位置、角度の調整が可能です。
必要に応じて継手を追加することができるため、利用者の身体状況や病状進行に合わせたきめ細やかな設定が容易に行えます。

完成用部品コード10061-190003
価格 21,300円

DRヘッドレストパッド (カバー付き)



204mmx115mm (S)
273mmx131mm (M)
355mmx141mm (L)

名称：支持部
型式：頭部
使用部品：ベルモビール 325543
特徴：硬さと素材の異なる2種類のフォームを積層したパッドは、頭部・頸部に沿うように湾曲した形状に成型されています。
頭部の重量が効果的に分散されるため座位姿勢への負担を軽減することができます。
パッド背面にはスイッチや側頭部パッド等の取り付けが可能です。

完成用部品コード 10061-190001
価格 36,900円

DRヘッドレストファブリックカバー



204mmx115mm (S)
273mmx131mm (M)
355mmx141mm (L)

名称：その他
型式：支持部カバー
使用部品：ベルモビール 1832085
特徴：メッシュ素材に防水性のある裏地を重ねた伸縮性のある生地を採用。カバーの着脱がしやすいように背面には二か所のファスナーが設けられています。伸縮性に優れたカバーは肌触りが柔らかく、圧分散性に優れています。透水しにくい生地のため、クッションフォームへの雨や汗の浸透を防ぎ清潔な状態を保つことが可能です。

完成用部品コード 10061-190002
価格 12,700円

エルボーストップ



110mmx90mm
(パッド部)

名称：その他
型式：アームレスト
使用部品：ベルモビール 1833421 (片側)
特徴：肘を後方から支持することで、腕が後方にズレることを防ぎます。電動ティルト、電動リクライニング使用時に腕が後方に落ちて操作部から手が離れることがないように防ぎます。

完成用部品コード 10061-190005
価格 22,700円

アームレストサイドサポート



50mmx160mm
(パッド部)

型式：その他
型式：アームレスト
使用部品：ベルモビール 1833418 (一箇所)
特徴：前腕及び上腕の安定による体幹姿勢の安定化効果が期待できます。前腕を内側又は外側から支持することで、車いす走行中の揺れ等により腕がアームレストからズレ落ちることを防ぎます。

完成用部品コード 10061-190006
価格 19,800円

ラテラルサポートKD



80mmx180mm (S)
130mmx180mm (L)

名称：身体保持部品
型式：体幹パッド
使用部品：ベルモビール 1832817 (片側)
特徴：支持パッドの位置は前後、上下、内外方向に調整が可能です。側方から支持することにより姿勢を整えます。開閉、脱着機構を備え移乗を妨げないように設計されています。

完成用部品コード 10061-190004
価格 34,700円

ニーサポート



名称：支持部
型式：足部
使用部品：ベルモビール 1831277
特徴：膝下を前方からU字型のパッド支持することで、座位の前ずれや、大腿部の内転、外転を防ぐ効果が期待できます。立位姿勢では膝の屈曲を抑制し、椅子から滑り落ちることを防ぎます。筋緊張による下肢の跳ね上がりを防ぐ効果も期待できます。支持パッドの高さや前後位置の調整が可能です。

完成用部品コード 10061-190007
価格 66,000円