

簡易型切替式

Todo Drive

補装具費支給対象

メーカー希望小売価格：¥360,000 (税抜き)

・転倒防止装置は付属していません。(補装具費支給金額控除済み)

世界最軽量の簡易型電動車いす”トードドライブ”で、手動車いすの性能を最大限に引き出します。

トードワークス社が、移動と自立を促進するために開発したトードドライブは、お使いの手動車いすをシームレスに電動車いすに変えられるため、外出がより簡単になり、日常生活が向上します。

軽量で適応性の高い設計により、折りたたみ式や固定式にも対応し、すべてのユーザーにシンプルさと利便性を提供します。



トードドライブ3つの特徴



使いやすい操作性

シンプルなジョイスティックにより、簡単に操作できます。
手動モードと電動モードの切り替えは、レバーで行え、ユーザーにとって便利な操作性を実現しています。



超軽量設計

重さわずか5kgのトードドライブは、車いすの重量への影響を最小限に抑え持ち運びを容易にする、最軽量クラスの電動アシストユニットです。



汎用性

折りたたみ式や固定式など、さまざまなタイプの車いすに簡単に取り付け可能です。

販売代理店：

permobil



スペック

連続走行距離*	7 km
登坂角度	6°
最高速度	6 km/h
ユニット耐荷重	90 kg
モーター出力	2 x 151.9W
通信規格	Bluetooth 4.0 (2.4GHz)
製品重量	5 kg
バッテリー	Li-ion 14.52V 142.2Wh 充電時間：4hr

*実際の数値は、ユーザーと車いすの特性、運転、バッテリーの状態などにより異なります。

販売店



@permobiljapan