

簡易型アシスト式

SmartDrive SE

スマートドライブ SE

メーカー希望小売価格：393,000 円（税抜き）

NEW

重量6kg

他社製車椅子対応

タッチで進む、
タッチで止まる。

スマートドライブ SEには、標準で選べるスイッチコントロール(モノジャックスイッチ付き)が付属。ラッチモード/モーメンタリモードどちらも、直感的な操作だから、好みのモードで車いすを自由自在にコントロールできます。

他にも、スマートウォッチ用アプリでも操作が可能なので、あなたにあった操作方法をお選びいただけます。

※ 転倒防止装置は付属していません。別途、ご用意ください。

※ 車いすの基本的な動作(漕ぐ、止める、曲がる、キャスター上げ)が必要です。



スイッチコントロール
(モノジャックスイッチ付き)



スイッチコントロールの
使用方法はこちら

補装具費支給制度に関する改正

令和7年度の改正により、「車椅子に電動駆動装置及び制御装置（**着脱可能なものを含む。**）を取り付けた簡便な電動車椅子で、使用者が操作して使用する」並びに「車椅子から電動車椅子に種目を変更する場合、廃用による身体機能低下を防止する観点から**原則として簡易形アシスト式とすること**」が追加で記載されました。

私が支給された理由



大阪府／学生 脊髄損傷

以前は手動車いすのみを利用

労災保険判定根拠

- ・自宅周辺に坂道が多く、走行が困難
- ・発汗体温調節がうまくできず、長時間の自走が困難
- ・既存の手動車いすに、取り付けて利用する



宮城県／会社員

以前は手動車いすのみを利用

補装具費判定根拠

- ・自宅周辺に坂道が多く、走行が困難である
- ・長距離移動も多く、軽量なスマドが必要
- ・既存の手動車いすに取り付けて利用する

簡易型アシスト式(公費上限金額)

| | |
|---------------------|----------|
| 簡易型アシスト式 | 412,600円 |
| 転倒防止装置(2個)【控除】 | -18,800円 |
| 合計 | 393,800円 |
| 厚労省公示(仕入れに係る消費税相当額) | 6% |
| 公費支給合計金額 | 417,428円 |

417,428円

(バッテリー・外部充電器含む)

※詳しくは、お住まいの自治体または更生相談所までお問い合わせください。