

2024年リリースComfort®クッション

Support Pro Cushion



寸法:幅400×奥行400×高さ(前)57(後)46mm
重量:800g
耐荷重:158kg
TAISコード:01300-000079
【材質】本体:ウレタン / カバー:ネオプレン

サポートプロクッション

希望小売価格

22,500円(税別)

24,750円(税込)

- ・ 凹凸の少ない表面、引っ掛かりの少ないスムーズな移乗を実現します。また、前後にわずかな高低差をつけ、姿勢の安定を実現します。
- ・ 尾骨が当たる部位をカットし、骨が当たる痛みを大幅に軽減します。
- ・ 車いす座面の“たわみ”を解消し姿勢の安定をサポートします。
- ・ 圧力分散と快適な座り心地を両立したウレタンを採用しています。

Elements® Cushion with GEL



寸法:幅400×奥行400×高さ50mm
重量:1.7kg
耐荷重:180kg
TAISコード:01300-000080
【材質】本体:ウレタン、インナージェル / カバー:ネオプレン

エレメントクッション

希望小売価格

17,000円(税別)

18,700円(税込)

- ・ 凹エレメントクッションは4つのコンパートメントパックで覆われています。
- ・ ゲルが圧力を軽減し皮膚を保護します。
- ・ クアドラジェルパックは、せん断力と熱の蓄積を軽減します。4つの3Dコンパートメントが、座面の下にジェルを均等に分散させます。体温を調節し、圧力を分散して快適さを保ちます。

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2丁目7番地6号

電話:03-6659-9500

permobil