

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
シートフレーム延長	1.0"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	1.25"				選択可
シートフレーム延長	1.5"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	1.75"				選択可
シートフレーム延長	2.0"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	2.25"				選択可
シートフレーム延長	2.5"				選択可
シートフレーム延長	2.75"				選択可
シートフレーム延長	3.0"				選択可
シートフレーム延長	3.25"				選択可
シートフレーム延長	3.5"				選択可
シートフレーム延長	3.75"				選択可
シートフレーム延長	4.0"				選択可
エルゴ°/ミックシート	エルゴ°/ミックシート無し		固定	固定	選択可
エルゴ°/ミックシート	4"				選択可
エルゴ°/ミックシート	5"				選択可
エルゴ°/ミックシート	6"				選択可
エルゴ°/ミックシート	7"				選択可
エルゴ°/ミックシート	8"				選択可
エルゴ°/ミックシート	9"				選択可
エルゴ°/ミックシート	10"				選択可
フロントシート高	15.0"				選択可
フロントシート高	15.5"				選択可
フロントシート高	16.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	16.5"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	17.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	17.5"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	18.0"				選択可
フロントシート高	18.5"				選択可
フロントシート高	19.0"				選択可
フロントシート高	19.5"				選択可
フロントシート高	20.0"				選択可
フロントシート高	20.5"				選択可
フロントシート高	21.0"				選択可
リアシート高	12.5"				選択可
リアシート高	13.0"				選択可
リアシート高	13.5"				選択可
リアシート高	14.0"				選択可
リアシート高	14.5"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	15.0"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	15.5"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	16.0"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	16.5"				選択可
リアシート高	17.0"				選択可
リアシート高	17.5"				選択可
リアシート高	18.0"				選択可
リアシート高	18.5"				選択可
リアシート高	19.0"				選択可
リアシート高	19.5"				選択可
リアシート高	20.0"				選択可
リアシート高	20.5"				選択可
リアシート高	21.0"				選択可
フロント角	60°(TRのみ)				選択可
フロント角	65°(TRのみ)				選択可
フロント角	70°				選択可
フロント角	75°		選択可	選択可	選択可
フロント角	80°		選択可	選択可	選択可
フロント角	85°		選択可	選択可	選択可
フロント角	90°				選択可
フットレスト形状	角度調整式フットレスト		固定	固定	選択可
フットレスト形状	チタニウム製フラットABSカバー付フットレスト				選択可
フットレスト形状	チタニウム製オーブソールフットレスト				選択可
フットレスト形状	フリップバックフットレスト				選択可
下腿長	13.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	14.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	14.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	16.0"				選択可
下腿長	16.5"				選択可
下腿長	17.0"				選択可
下腿長	17.5"				選択可
下腿長	18.0"				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
下腿長	18.5"				選択可
下腿長	19.0"				選択可
ハイマウントフットレスト	角度調整式ハイマウントフットレスト				選択可
ハイマウントフットレスト	ハイマウントフットレスト設定域 7"-9"				選択可
ハイマウントフットレスト	ハイマウントフットレスト設定域 9"-11"				選択可
ハイマウントフットレスト	ハイマウントフットレスト設定域 11"-13"				選択可
ハイマウントフットレスト設定 7"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 8"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 9"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 10"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 11"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 12"					選択可
ハイマウントフットレスト設定 13"					選択可
フットレストオプション	2"高ABSカバー				選択可
フットレスト幅	10"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	11"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	12"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	13"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	14"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	15"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	16"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	17"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	18"(フットレストカバー無し)				選択可
フットレスト幅	8"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	9"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	10"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	11"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	12"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	13"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	14"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	15"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	16"(2"フットレストカバー)	固定(座幅-4")	固定(座幅-4")		選択可
フットレスト幅	8"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	9"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	10"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	11"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	12"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	13"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	14"(4"フットレストカバー)				選択可
フットレスト幅	8.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	8.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	9.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	9.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	10.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	10.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	11.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	11.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	12.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	12.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	13.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	13.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	14.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	14.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	15.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	15.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	16.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	16.5"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	17.0"(V7フロント)				選択可
フットレスト幅	17.5"(V7フロント)				選択可
バックレストタイプ	アルミ製折りたたみ、高さ調整式バックレスト	固定	固定		選択可
バックレストタイプ	チタニウム製折りたたみ、高さ調整式バックレスト				選択可
バックレストタイプ	チタニウム製角度、高さ固定式バックレスト				選択可
バックリリスカバー	アルミニウム製	固定	固定		選択可
バックリリスカバー	チタニウム製				選択可
バックリリスカバー	カーボン製				選択可
ブッシュハンドル	標準ブッシュハンドル	選択可	選択可		選択可
ブッシュハンドル	折りたたみ式ブッシュハンドル				選択可
ブッシュハンドル	ホルトオンブッシュハンドル				選択可
ブッシュハンドル	高さ調整式ホルトオンブッシュハンドル				選択可
ブッシュハンドル	ブッシュハンドルなし	選択可	選択可		選択可
バックレスト高レンジ	ショート(設定域9.5"-12.5")(PH無ホルトオンPH)				選択可
バックレスト高レンジ	ミディアム(設定域13.0"-17.5")(PH無ホルトオンPH)				選択可
バックレスト高レンジ	トル(設定域17.0"-21.5")(PH無ホルトオンPH)				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼﾞｮｯﾄ(設定域:11.5"-13.5")(標準PH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｲｱﾙ(設定域:14.5"-17.5")(標準PH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(設定域:18.5"-21.5")(標準PH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ｼﾞｮｯﾄ(設定域:14"-16.5")(折りたたみPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾐﾃﾞｲｱﾙ(設定域:15"-19.5")(折りたたみPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高ﾚﾝｼﾞ	ﾄｰﾙ(設定域:19.5"-22")(折りたたみPH)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 5.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 5.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 6.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 6.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 7.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 7.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 8.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 8.5"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 9.0"(角度,高さ固定ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 9.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 10.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 10.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 11.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 11.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 12.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 12.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 13.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 13.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 14.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 14.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 15.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 15.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 16.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 16.5"		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 17.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 17.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 18.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 18.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 19.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 19.5"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ高	設定: 20.0"				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄオブｼﾞｮﾝ	折りたたみﾛｯｸ機構	固定	固定		選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄオブｼﾞｮﾝ	4"(10cm)ﾃﾞｲﾌﾞﾘｼﾞｯﾄﾊﾞｰ(ｽｸｴｱｽﾀｲﾙ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	80°				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	81°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	82°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	83°				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	84°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	85°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	86°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	87°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	88°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	89°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	90°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	91°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	92°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	93°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	94°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	95°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	96°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	97°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	98°		選択可	選択可	選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	99°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	100°(角度固定式ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ選択時のみ)				選択可
ﾊﾞｯｸﾚｽﾄ角	101°		選択可	選択可	選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	4.5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	4.75"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	5.25"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	5.5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	5.75"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	6"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	6.25"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	6.5"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	6.75"				選択可
ﾘｼﾞｯﾄﾞﾊﾞｰ高設定	7"				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
リジッドハ-高設定	7.25"				選択可
リジッドハ-高設定	7.5"				選択可
リジッドハ-高設定	7.75"				選択可
リジッドハ-高設定	8"				選択可
リジッドハ-高設定	8.25"				選択可
リジッドハ-高設定	8.5"				選択可
リジッドハ-高設定	8.75"				選択可
リジッドハ-高設定	9"				選択可
リジッドハ-高設定	9.25"				選択可
リジッドハ-高設定	9.5"				選択可
リジッドハ-高設定	9.75"				選択可
リジッドハ-高設定	10"				選択可
リジッドハ-高設定	10.25"				選択可
リジッドハ-高設定	10.5"				選択可
リジッドハ-高設定	10.75"				選択可
リジッドハ-高設定	11"				選択可
リジッドハ-高設定	11.25"				選択可
リジッドハ-高設定	11.5"				選択可
リジッドハ-高設定	11.75"				選択可
リジッドハ-高設定	12"				選択可
リジッドハ-高設定	12.25"				選択可
リジッドハ-高設定	12.5"				選択可
リジッドハ-高設定	12.75"				選択可
リジッドハ-高設定	13"				選択可
リジッドハ-高設定	13.25"				選択可
リジッドハ-高設定	13.5"				選択可
リジッドハ-高設定	13.75"				選択可
リジッドハ-高設定	14"				選択可
リジッドハ-高設定	14.25"				選択可
リジッドハ-高設定	14.5"				選択可
リジッドハ-高設定	14.75"				選択可
リジッドハ-高設定	15"				選択可
リジッドハ-高設定	15.25"				選択可
リジッドハ-高設定	15.5"				選択可
リジッドハ-高設定	15.75"				選択可
リジッドハ-高設定	16"				選択可
リジッドハ-高設定	16.25"				選択可
リジッドハ-高設定	16.5"				選択可
リジッドハ-高設定	16.75"				選択可
リジッドハ-高設定	17"				選択可
車軸位置	1.0"		選択可	選択可	選択可
車軸位置	1.25"				選択可
車軸位置	1.5"			選択可	選択可
車軸位置	1.75"				選択可
車軸位置	2.0"		選択可	選択可	選択可
車軸位置	2.25"				選択可
車軸位置	2.5"			選択可	選択可
車軸位置	2.75"				選択可
車軸位置	3.0"		選択可	選択可	選択可
車軸位置	3.25"				選択可
車軸位置	3.5"			選択可	選択可
車軸位置	3.75"				選択可
車軸位置	4.0"				選択可
車軸位置	4.25"				選択可
車軸位置	4.5"				選択可
車軸位置	4.75"				選択可
車軸位置	5.0"				選択可
車軸位置	5.25"				選択可
車軸位置	5.5"				選択可
車軸位置	5.75"				選択可
車軸位置	6.0"				選択可
キャンパ-チューブ	アルミウム製		固定	固定	選択可
キャンパ-チューブ	チタニウム製				選択可
キャンパ-角	0°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	2°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	4°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	6°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	8°				選択可
キャンパ-角	12°				選択可
キャンパ-ﾌﾞﾗｸﾞ	ｽﾍﾞｰｽ調整式キャンパ-ﾌﾞﾗｸﾞ		固定	固定	選択可
キャンパ-ﾌﾞﾗｸﾞ	ｾﾞﾛﾌﾞﾚｲｱﾙﾐ製キャンパ-ﾌﾞﾗｸﾞ				選択可
後輪ｽﾊﾞｰｽ	0.5"(TRのみ)				選択可
後輪ｽﾊﾞｰｽ	0.75"				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
後輪スベ-ス	1.0"				選択可
後輪スベ-ス	1.25"				選択可
後輪スベ-ス	1.5"				選択可
後輪スベ-ス	1.75"				選択可
後輪スベ-ス	2.0"				選択可
キャンパ-フ ラク オブ ショ	追加スベ-サー(スベ-ス調整式キャンパ-フ)ラク 選択時のみ)				選択可
キャスト	3"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	4"x0.75" フ ラスチックホイール/ホ-リー キャスター	固定		選択可	選択可
キャスト	4"x0.75" ライトアップ マイクロキャスト			選択可	選択可
キャスト	4"x0.75" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	4"x1.5" LiteSpeed フ ラスチックホイール/ソフトロール キャスター			選択可	選択可
キャスト	4"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	5"x1.0" フ ラスチックホイール/ホ-リー キャスター				選択可
キャスト	5"x1.5" LiteSpeed フ ラスチックホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	5"x0.75" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	5"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	6"x1.0" フ ラスチック ホ-リー キャスター				選択可
キャスト	6"x1.0" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	6"x1.5" LiteSpeed フ ラスチックホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト	6"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスト-ハブ アルミカラー	ハブ ; シルバ-				選択可
キャスト-ハブ アルミカラー	ハブ ; フ ラック				選択可
フォーク	Ti Lite標準フォーク	固定		固定	選択可
フォーク	Ti Liteスリップ ストリム シング ルフォーク				選択可
フォーク	Out-Front Glide™ サスベ-ンションフォーク				選択可
フォーク	Out-Front Glide™ シング ルサイド サスベ-ンションフォーク				選択可
フォーク(OFユ-ザ-ウェイ	ユ-ザ-ウェイ; ~56.7kg				選択可
フォーク(OFユ-ザ-ウェイ	ユ-ザ-ウェイ; 56.7kg~81.6kg				選択可
フォーク(OFユ-ザ-ウェイ	ユ-ザ-ウェイ; 81.7kg~120.2kg				選択可
フォークオブ ショ	チタニウム フォークステム				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 20"(451)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 22"(501)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 24"(540)	固定		選択可	選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 25"(559)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 22"(501)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 24"(540)			選択可	選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 25"(559)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy LX- 22"(501)				選択可
ホイール	Spinergy LX- 24"(540)			選択可	選択可
ホイール	Spinergy LX- 25"(559)				選択可
ホイール	Spinergy LX- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy カーボ-ン・フ レット 24"(540)				選択可
ホイール	Spinergy カーボ-ン・フ レット 25"(559)				選択可
ホイール	X-Core Mag 20"(451)				選択可
ホイール	X-Core Mag 22"(501)				選択可
ホイール	X-Core Mag 24"(540)				選択可
スベ-ーカー	フ ラック-SPOX			選択可	選択可
スベ-ーカー	レッド-SPOX			選択可	選択可
スベ-ーカー	イエロ- -SPOX			選択可	選択可
スベ-ーカー	ブルー-SPOX			選択可	選択可
スベ-ーカー	ホワイト-SPOX			選択可	選択可
スベ-ーカー	フ ラック-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	レッド-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	イエロ- -LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	ホワイト-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	フ ラック-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	ゴ-グ リーン-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	フ ライトオレンジ-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	フ ラミンゴ ピンク-LX			選択可	選択可
スベ-ーカー	ハ-ブル-LX			選択可	選択可
車軸	ステンレス製	固定		固定	選択可
車軸	チタニウム製				選択可
車軸	クアド リリース				選択可
タイヤ	トリ-テ-ット				選択可
タイヤ	エアレスインサート				選択可
タイヤ	フ リモトリ-テ-ット (25"用)				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
アームレスト	サイドガード一体型高さ調整式トランスファール付サイドガード				選択可
アームレストサイズ	ショート(12.5") <i>(スイングアウエイチューブラアームレスト)</i>		選択可	選択可	選択可
アームレストサイズ	標準(15.5") <i>(スイングアウエイチューブラアームレスト)</i>		選択可	選択可	選択可
アームレストサイズ	ショート(12.5") <i>(フリップバックスイングアウエイチューブラアームレスト)</i>				選択可
アームレストサイズ	標準(15.5") <i>(フリップバックスイングアウエイチューブラアームレスト)</i>				選択可
アームレストサイズ	標準デスクハット(10")				選択可
アームレストサイズ	フルサイズデスクハット(14")				選択可
アームレストオプション	ウルトラスピードブラックカバー				選択可
シートベルト	Velcro Adjustable, Black Nylon Webbing				選択可
シートベルト	Bodypoint® 2" (5cm) Push-Button Buckle (Auto-Style.)				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® 1" (2.5cm) Wide Push-Button Buckle Padded (Auto-Style.) (Not available with 19" or 20" Rea				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® 1.5" (4cm) Wide Push-Button Buckle Padded (Auto-Style.) (Not available with 19" or 20" Rea				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® EvoFlex® Pelvic Stabilizer Swivel				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® EvoFlex® Pelvic Stabilizer Push Button				選択可
骨盤ベルト	Bodypoint® EvoFlex® Pelvic Stabilizer Rehab Latch				選択可
ベルトオプション	Bodypoint® Optional Band Clamp Mounting Hardware				選択可
カフストラップ	カフストラップ無し				選択可
カフストラップ	X-スモール(ヘルム調整式)				選択可
カフストラップ	スモール(ヘルム調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	ミディアム(ヘルム調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	ラージ(ヘルム調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	X-ラージ(ヘルム調整式)				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Small				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Medium				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Large				選択可
カフストラップ	バックル調整式フックナイロン製ウレタン				選択可
転倒防止	アルミ製(ブラック)				選択可
転倒防止	アルミ製(ブラック)片側				選択可
転倒防止	フリップアップ式転倒防止				選択可
転倒防止	フリップアップ式転倒防止(片側)				選択可
転倒防止取付位置	左側取り付け				選択可
転倒防止取付位置	右側取り付け				選択可
リムサポート	Residual Limb Support				選択可
リムサポート	Residual Limb Support Pair (Both Left and Right Pad information required)				選択可
リムサポート	Left Pad Width - 8"				選択可
リムサポート	Left Pad Width - 9"				選択可
リムサポート	Left Pad Width - 10"				選択可
リムサポート	Left Pad Length - 10"				選択可
リムサポート	Left Pad Length - 14"				選択可
リムサポート	Right Pad Width - 8"				選択可
リムサポート	Right Pad Width - 9"				選択可
リムサポート	Right Pad Width - 10"				選択可
リムサポート	Right Pad Length - 10"				選択可
リムサポート	Right Pad Length - 14"				選択可
アクセサリ	TiMotion® 入りクリア樹脂スネークガード				選択可
アクセサリ	上肢サポートトレ(シート幅12"~14"用)				選択可
アクセサリ	上肢サポートトレ(シート幅13"~15"用)				選択可
アクセサリ	ケリップソリューションラップボード				選択可
アクセサリ	Permobil® 入りバックカバー				選択可
アクセサリ	Permobil® 入りシートカバー				選択可
アクセサリ	BP® Mobility Bag				選択可
アクセサリ	ラゲッジキャリア				選択可
アクセサリ	クラッチホルダー				選択可
アクセサリ	ネオフレイミングカットガードブラック				選択可
アクセサリ	Ti® 入りホトルホルダー				選択可