

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
モデル	Aero X	X Series	¥340,000	¥530,000	¥690,000
モデル	2GX	X Series	¥530,000	¥680,000	¥840,000
フレーム	スイング アウエイレック レスト		選択可	選択可	選択可
フレーム	スイング アウエイレック レスト, ヘミフレーム				選択可
フレーム	フィクスト レック レスト		選択可	選択可	選択可
フレーム	ヘビ デュティフレーム				選択可
フレーム	レインフォースフレーム				選択可
TRANSIT OPTIONS	Aluminum Frame Transit Tie-Down				
TRANSIT OPTIONS	Transport Bracket Option				
フレームカラー	サテン		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	サテンフィニッシュパ ッフィンク ハ ット				
フレームカラー	ボ リッシュ				選択可
フレームカラー	スーパ ーウェットブ ラック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	タイライトレッド		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ネオンビ ンク		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	オーシャンブ ルーメタリック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	タンジ ーエリンメタリック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	アシッド グ リンメタリック		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ミッド ナイトブ ルーハ ール		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ホワイトハ ール		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ブ ラックラウ ー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	チタニウムグ レー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ルビ ーレッド		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	アズ ールブルー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	エレクトリックブ ラム		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	ハイハ ールブルー		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	フレームオレンジ		選択可	選択可	選択可
フレームカラー	オーテ ーイク リーン		選択可	選択可	選択可
タトゥー	ニート ーフォー スピ ード				選択可
タトゥー	フラワーガ ーテン				選択可
タトゥー	ネオント リーム				選択可
タトゥー	モザ イク				選択可
シート幅	12"				選択可
シート幅	13"		選択可	選択可	選択可
シート幅	14"		選択可	選択可	選択可
シート幅	15"		選択可	選択可	選択可
シート幅	16"		選択可	選択可	選択可
シート幅	17"		選択可	選択可	選択可
シート幅	18"				選択可
シート幅	19"				選択可
シート幅	20"				選択可
シート幅	21"				選択可
シート幅	22"				選択可
シート奥行	12"				選択可
シート奥行	13"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	14"		選択可	選択可	選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
シート奥行	15"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	16"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	17"		選択可	選択可	選択可
シート奥行	18"				選択可
シート奥行	19"				選択可
シート奥行	20"				選択可
シートフレーム延長	1.0"		選択可	選択可	選択可
シートフレーム延長	2.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	13.5"				選択可
フロントシート高	14.0"				選択可
フロントシート高	14.5"				選択可
フロントシート高	15.0"				選択可
フロントシート高	15.5"				選択可
フロントシート高	16.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	16.5"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	17.0"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	17.5"		選択可	選択可	選択可
フロントシート高	18.0"				選択可
フロントシート高	18.5"				選択可
フロントシート高	19.0"				選択可
フロントシート高	19.5"				選択可
フロントシート高	20.0"				選択可
フロントシート高	20.5"				選択可
フロントシート高	21.0"				選択可
リアシート高	13.0"				選択可
リアシート高	13.5"				選択可
リアシート高	14.0"				選択可
リアシート高	14.5"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	15.0"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	15.5"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	16.0"		選択可	選択可	選択可
リアシート高	16.5"				選択可
リアシート高	17.0"				選択可
リアシート高	17.5"				選択可
リアシート高	18.0"				選択可
リアシート高	18.5"				選択可
リアシート高	19.0"				選択可
リアシート高	19.5"				選択可
リアシート高	20.0"				選択可
フロント角度	70°		選択可	選択可	選択可
フロント角度	80°		選択可	選択可	選択可
フロント角度	85°		選択可	選択可	選択可
フロント角度	90° (スイング アウェイフットレスト選択時のみ)				選択可
フットレスト	フリップ アップ フットレスト		固定	固定	選択可
フットレスト	1ビ°-スフリップ アップ フットレスト(左側ビ° ホット)				選択可
フットレスト	1ビ°-スフリップ アップ フットレスト(右側ビ° ホット)				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
フットレスト	1ビ°ス、オーパ°センター フォルデ° インゲ° フットレスト				選択可
フットレスト	奥行き 調整式フリップ° アップ° フットレスト				選択可
フットレスト	奥行き、角度調整式フリップ° アップ° フットレスト				選択可
フットレスト	角度調整式フリップ° アップ° フットレスト				選択可
フットレスト	ハイマウントフリップ° アップ° フットレスト				選択可
フットレスト	角度調整式ハイマウントフリップ° アップ° フットレスト				選択可
フットレスト	奥行き、角度調整式ハイマウントフリップ° アップ° フットレスト				選択可
下腿長	7.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	7.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	8.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	8.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	9.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	9.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	10.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	10.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	11.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	11.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	12.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	12.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	13.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	13.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	14.0"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	14.5"(ハイマウントフットレスト)				選択可
下腿長	14.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	14.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	15.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	16.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	16.5"		選択可	選択可	選択可
下腿長	17.0"		選択可	選択可	選択可
下腿長	17.5"				選択可
下腿長	18.0"				選択可
下腿長	18.5"				選択可
下腿長	19.0"				選択可
下腿長	19.5"				選択可
下腿長	20.0"				選択可
フットレストオブ° ション	ヒールルー°				選択可
バックレストタイ°	角度固定、高さ調整式バックレスト		選択可	選択可	選択可
バックレストタイ°	角度固定、高さ調整式8° ベ°ント° バックレスト		選択可	選択可	選択可
バックレストタイ°	角度調整、高さ調整式折りたたみバックレスト				選択可
バックレストタイ°	奥行き 調整式バックボ°スト				選択可
バックレストオブ° ション	折りたたみ式ス°トレ°ライザ°ー°バ°ー				選択可
ブ°ッシュハンド°ル	ブ°ッシュハンド°ルなし		選択可	選択可	選択可
ブ°ッシュハンド°ル	標準ブ°ッシュハンド°ル		選択可	選択可	選択可
ブ°ッシュハンド°ル	折りたたみ式ブ°ッシュハンド°ル				選択可
ブ°ッシュハンド°ル	高さ調整式ボ°ルトオンブ°ッシュハンド°ル				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
バックレスト高レンジ	ショート(11"-15")(角度固定式)				選択可
バックレスト高レンジ	トル(16"-20")(角度固定式)				選択可
バックレスト高レンジ	ショート(11"-13")(折りたたみバックレスト/ブッシュハンドル無)				選択可
バックレスト高レンジ	ミディアム(13.5"-16.5")(折りたたみバックレスト/ブッシュハンドル無)				選択可
バックレスト高レンジ	トル(16.5"-19.5")(折りたたみバックレスト/ブッシュハンドル無)				選択可
バックレスト高レンジ	ショート(12.5"-14.5")(折りたたみバックレスト/標準ブッシュハンドル)				選択可
バックレスト高レンジ	ミディアム(13.5"-16.5")(折りたたみバックレスト/標準ブッシュハンドル)				選択可
バックレスト高レンジ	トル(17"-20")(折りたたみバックレスト/標準ブッシュハンドル)				選択可
バックレスト高レンジ	ショート(15"-17")(折りたたみバックレスト/折りたたみブッシュハンドル)				選択可
バックレスト高レンジ	ミディアム(16"-19")(折りたたみバックレスト/折りたたみブッシュハンドル)				選択可
バックレスト高レンジ	トル(18.5"-20.5")(折りたたみバックレスト/折りたたみブッシュハンドル)				選択可
バックレスト高	設定: 11"				選択可
バックレスト高	設定: 11.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 12"		選択可	選択可	選択可
バックレスト高	設定: 12.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 13"		選択可	選択可	選択可
バックレスト高	設定: 13.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 14"		選択可	選択可	選択可
バックレスト高	設定: 14.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 15"		選択可	選択可	選択可
バックレスト高	設定: 15.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 16"		選択可	選択可	選択可
バックレスト高	設定: 16.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 17"				選択可
バックレスト高	設定: 17.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 18"				選択可
バックレスト高	設定: 18.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 19"				選択可
バックレスト高	設定: 19.5"(折りたたみバックレスト選択時のみ)				選択可
バックレスト高	設定: 20"				選択可
キャンパ-角	0°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	2°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	4°		選択可	選択可	選択可
キャンパ-角	6°		選択可	選択可	選択可
キャスター	3"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	4"x0.75" プラスチックホイール/ボ-リー キャスター		固定	選択可	選択可
キャスター	4"x0.75" ライトアップ マイクロキャスター			選択可	選択可
キャスター	4"x0.75" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	4"x1.5" LiteSpeed プラスチックホイール/ソフトロール キャスター			選択可	選択可
キャスター	4"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	5"x1.0" プラスチックホイール/ボ-リー キャスター				選択可
キャスター	5"x1.5" LiteSpeed プラスチックホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	5"x0.75" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	5"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	6"x1.0" プラスチックボ-リー キャスター				選択可
キャスター	6"x1.0" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
キャスター	6"x1.5" LiteSpeed プラスチックホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	6"x1.5" LiteSpeed アルミホイール/ソフトロール キャスター				選択可
キャスター	8"x1" プラスチックホイール/ホーリー キャスター				選択可
キャスター	8"x1.25" プラスチックホイール/空気入りキャスター				選択可
キャスターハブ アルミカラー	ハブ; シルバー				選択可
キャスターハブ アルミカラー	ハブ; ブラック				選択可
フォークオフショーン	Out-Front Glide™ サスペンションフォーク				選択可
フォークオフショーン	Out-Front Glide™ シングルサイト サスペンションフォーク				選択可
フォーク(OFFユーザーウェイト)	ユーザーウェイト; ~56.7kg				選択可
フォーク(OFFユーザーウェイト)	ユーザーウェイト; 56.7kg~81.6kg				選択可
フォーク(OFFユーザーウェイト)	ユーザーウェイト; 81.7kg~120.2kg				選択可
ワンアムトライブ	ワンアムトライブ (マグホイールのみ、後座高/車軸/キャンパ-制限あり)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 22"(501)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 24"(540)		固定	選択可	選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 25"(559)				選択可
ホイール	TiLite SHADOW™- 26"(590)				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 22"(501) 標準ハブ				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 24"(540) 標準ハブ			選択可	選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 25"(559) 標準ハブ				選択可
ホイール	Spinergy SPOX- 26"(590) スポーツハブ				選択可
ホイール	Spinergy LX- 22"(501) 標準ハブ				選択可
ホイール	Spinergy LX- 24"(540) 標準ハブ			選択可	選択可
ホイール	Spinergy LX- 25"(559) 標準ハブ				選択可
ホイール	Spinergy LX- 26"(590) スポーツハブ				選択可
ホイール	Spinergy カーボン・ブレード 24"(540)				選択可
ホイール	Spinergy カーボン・ブレード 25"(559)				選択可
ホイール	X-core Mag 22"(501)				選択可
ホイール	X-core Mag 24"(540)				選択可
スポークカラー	ブラック-SPOX			選択可	選択可
スポークカラー	レッド-SPOX			選択可	選択可
スポークカラー	イエロー-SPOX			選択可	選択可
スポークカラー	ブルー-SPOX			選択可	選択可
スポークカラー	ホワイト-SPOX			選択可	選択可
スポークカラー	ブラック-LX			選択可	選択可
スポークカラー	レッド-LX			選択可	選択可
スポークカラー	イエロー-LX			選択可	選択可
スポークカラー	ホワイト-LX			選択可	選択可
スポークカラー	ブラック-LX			選択可	選択可
スポークカラー	ゴ-グリーン-LX			選択可	選択可
スポークカラー	ブライトオレンジ-LX			選択可	選択可
スポークカラー	フラミンゴピンク-LX			選択可	選択可
スポークカラー	パープル-LX			選択可	選択可
車軸	ステンレス製		固定	固定	選択可
車軸	チタニウム製				選択可
車軸	クアドリリス				選択可
タイヤ	トリデット				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
タイヤ	エアレスインサート				選択可
タイヤ	ブリモトリート (25"用)				選択可
タイヤ	ブリモ		固定	選択可	選択可
タイヤ	ブリモ Sentinel				選択可
タイヤ	Schwalbe® マラソンプラス エボリューション			選択可	選択可
タイヤ	Schwalbe® スリックタイヤ			選択可	選択可
タイヤ	Kenda コブラノビータイヤ				選択可
タイヤ	ブリモエキスプレス				選択可
タイヤ	ブリモアクティブ			選択可	選択可
ハンドリム	アルミニウム-シルバートーアノダイズ		固定	選択可	選択可
ハンドリム	アルミニウム-ブラックアノダイズ			選択可	選択可
ハンドリム	チタニウム-サテン仕上げ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® スタンダードサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® スーパーサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® サムグリップ 無し				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® LT スタンダードサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® LT スーパーサムグリップ				選択可
ハンドリム	The Natural-Fit® LT サムグリップ 無し				選択可
ハンドリム	The Surge(サージ)				選択可
ハンドリム	The Surge LT(サージ LT)				選択可
ハンドリム	Q-Grip				選択可
ハンドリム	プラスチックコーティング(ブラック)				選択可
ハンドリム	Projections-8Vertical Projection				選択可
ハンドリム	ハンドリム無し				選択可
リム間	ロング		選択可	選択可	選択可
リム間	ショート		選択可	選択可	選択可
ホイールロック	ブッシュ・トゥ・ロック	押しがけ	選択可	選択可	選択可
ホイールロック	ブル・トゥ・ロック	引きがけ	選択可	選択可	選択可
ホイールロック	シザールロック			選択可	選択可
ホイールロック	ユニロック				選択可
ホイールロック	グレードエイト ブッシュ・トゥ・ロック	グレード	選択可	選択可	選択可
ユニロック設定	ブッシュ・トゥ・ロック				選択可
ユニロック設定	ブル・トゥ・ロック				選択可
ホイールロックオプション	エクステンションハンドル		選択可	選択可	選択可
背布	背布なし				選択可
背布	パッド入り背布		固定		選択可
背布	ストラップ式張り調整背布			固定	選択可
背布	エアレス(ストラップ式張り調整式背布)				選択可
背布オプション	ウルトラエイトバックレストストライプ-ブラック				選択可
背布オプション	ウルトラエイトバックレストストライプ-サファイア				選択可
背布オプション	ウルトラエイトバックレストストライプ-レッドヘッパ				選択可
背布オプション	ウルトラエイトバックレストストライプ-ナイトオレンジ				選択可
背布オプション	ウルトラエイトバックレストストライプ-ウルトラバイオレット				選択可
背布オプション	ウルトラエイトバックレストストライプ-ナイトライトリフレクティブ				選択可
座布	折りたたみ車いす用張り調整式座布		固定	固定	選択可
座布	座布なし				選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
シートクッション	2"高シートクッション				
シートクッション	3"高シートクッション				
シートクッション	4"高シートクッション				
サイドガード	サイドガードなし				選択可
サイドガード	布製サイドガード				選択可
サイドガード	差し込み式アルミ製サイドガード		固定	選択可	選択可
サイドガード	差し込み式アルミ製クアッドサイドガード			選択可	選択可
サイドガード	調整式アルミ製フェンダー付サイドガード			選択可	選択可
サイドガード	差し込み式カーボン製サイドガード				選択可
サイドガード	差し込み式カーボン製クアッドサイドガード				選択可
サイドガード	差し込み式カーボン製フェンダー付サイドガード				選択可
サイドガード サイズ	サイズ:スモール				選択可
サイドガード サイズ	サイズ:標準		固定	固定	選択可
アームレスト	アームレストなし		選択可	選択可	選択可
アームレスト	シングルアウエイチューブ ラーアームレスト 6.5"~9.5"高		選択可	選択可	選択可
アームレスト	シングルアウエイチューブ ラーアームレスト 9.5"~12.5"高				選択可
アームレスト	フリップバックシングルアウエイチューブ ラーアームレスト 8.5"~11.5"高				選択可
アームレスト	サイドガード 一体型高さ調整式サイドガード				選択可
アームレスト	サイドガード 一体型高さ調整式トランスファーループ付サイドガード				選択可
アームパッド サイズ	ショート(12.5")(シングルアウエイチューブ ラーアームレスト)		選択可	選択可	選択可
アームパッド サイズ	標準(15.5")(シングルアウエイチューブ ラーアームレスト)		選択可	選択可	選択可
アームパッド サイズ	ショート(12.5")(フリップバックシングルアウエイチューブ ラーアームレスト)				選択可
アームパッド サイズ	標準(15.5")(フリップバックシングルアウエイチューブ ラーアームレスト)				選択可
アームパッド サイズ	標準デスクパッド (10")				選択可
アームパッド サイズ	フルサイズデスクパッド (14")				選択可
アームレストオプション	ブラックスエードカバー				選択可
シートベルト	Velcro Adjustable, Black Nylon Webbing				選択可
シートベルト	Bodypoint® 2"(5cm) Push-Button Buckle (Auto-Style.)				選択可
シートベルト	Bodypoint® 1"(2.5cm) Wide Push-Button Buckle Padded				選択可
シートベルト	Bodypoint® 1.5"(4cm) Wide Push-Button Buckle Padded (Auto-Style.)				選択可
シートベルトオプション	Bodypoint® Optional Band Clamp Mounting Hardware				選択可
カフストラップ	スモール(ヘルム調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	ミディアム(ヘルム調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	ラージ(ヘルム調整式)		選択可	選択可	選択可
カフストラップ	X-ラージ(ヘルム調整式)				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Small				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Medium				選択可
カフストラップ	BP® Padded Velcro Adjustable Large				選択可
カフストラップ	バックル調整式ブラックスイロン製ウェビング				選択可
転倒防止	アルミ製(フック)				選択可
転倒防止	アルミ製(フック)片側				選択可
転倒防止	フリップアップ式転倒防止		選択可	選択可	選択可
転倒防止	フリップアップ式転倒防止(片側)				選択可
転倒防止片側取付位置	左側取り付け				選択可
転倒防止片側取付位置	右側取り付け				選択可
チップアシスト	チップアシスト	チップアシスト	選択可	選択可	選択可

仕様区分名	商品名/仕様	備考	要	匠	極
リムパッド	Residual Limb Support				選択可
リムパッド	Residual Limb Support Pair (Both Left and Right Pad information required)				選択可
リムパッド	Left Pad Width - 8"				選択可
リムパッド	Left Pad Width - 9"				選択可
リムパッド	Left Pad Width - 10"				選択可
リムパッド	Left Pad Length - 10"				選択可
リムパッド	Left Pad Length - 14"				選択可
リムパッド	Right Pad Width - 8"				選択可
リムパッド	Right Pad Width - 9"				選択可
リムパッド	Right Pad Width - 10"				選択可
リムパッド	Right Pad Length - 10"				選択可
リムパッド	Right Pad Length - 14"				選択可
アクセサリ	バックパッド				選択可
アクセサリ	シートボトム				選択可
アクセサリ	TiMotion <sup>TM</sup> 入りクリア樹脂スニーカー				選択可
アクセサリ	ウルトラスイート・ネオ <sup>TM</sup> レインインパッド <sup>TM</sup> カット <sup>TM</sup> - <sup>TM</sup> フラック				選択可
アクセサリ	上肢サポーター(シート幅12"~14"用)				選択可
アクセサリ	上肢サポーター(シート幅13"~15"用)				選択可
アクセサリ	グリップ ショリューションラップ <sup>TM</sup> ボトム				選択可
アクセサリ	ラゲッジ キャリア				選択可
アクセサリ	クラッチホルダー				選択可