

車いす用電動アシスト スマートドライブ MX2 プッシュトラッカー

SmartDrive® MX2+ with Push Tracker



パラカヌー日本代表
瀬立 モニカさん

SmartDrive MX2+ PushTracker

新リストバンド「プッシュトラッカー」

スマートでファッションブルなプッシュトラッカーは、動きを感じて、スマートドライブを制御します。プッシュカウントや滑走時間、バッテリーの残量などその日の活動情報を表示します。



MX2+ 専用アプリ

毎日の活動を専用アプリでチェック。スマートドライブ本体やプッシュトラッカーのアップデートもアプリを使って簡単に出来ます。iOS / Androidに対応。(英語版のみ)



折りたたみ式車いすにも対応

クイックリリース取り付けバーがあれば、折りたたみ式車いすへの取り付けも可能。取り外しもワンタッチで簡単です。



←スマートドライブを利用している
瀬立モニカさんの一日が覗けます。

SmartDrive[®] MX2+ with Push Tracker

車いす用電動アシスト スマートドライブ MX2 プッシュトラッカー

セット内容

- ドライブユニット（本体） 1個
- プッシュトラッカー 1個
- プッシュトラッカー用リストバンド（大/中/小）
- ドライブユニット（本体）用充電器 1個
- プッシュトラッカー用 USB ケーブル 1本
- USB アダプター 1個
- TT（サムスロットル）ボタン 1個
- 車いす接続クランプ（指定のサイズのもの1個）
- 保管用フォームホルダー 1個



対応車いす

- 車いすタイプ : 固定式 / 折りたたみ式
ホイールサイズ : 22" / 24" / 25" / 26"
取付け幅（折りたたみ式） : 21cm ~ 53.3cm
耐荷重 : 14kg ~ 150kg

※車いすの形状により取り付けできない場合があります。

メーカー希望小売価格

¥650,000（税別）

仕様

- | | | | |
|--------|------------|--------|---------------------|
| 走行距離 | : 19.8km | 全長（本体） | : 38.9cm |
| 最高速度 | : 6km/h | 全幅（本体） | : 14.1cm |
| モーター出力 | : 250W/36V | 全高（本体） | : 24.2cm |
| 適応温度 | : -25℃~50℃ | 重量 | : 6.1kg |
| | | バッテリー | : リチウムイオン（容量 3.4Ah） |

ペルモビール 株式会社

〒135-0004 東京都江東区森下2-7-6

TEL 03-6659-9500 FAX 03-6659-9507

※電話受付時間 10:00 ~ 17:00、土・日・祝日・弊社休業日を除く

販売店

掲載商品のデザイン、仕様、スペックなどは予告なく変更する場合がございます。

ペルモビール株式会社 2018年8月発行