

ご注文日	月 日	販売店	担当
フリガナ	御社発注No.		
使用者			

お申込みいただいた時点で下記注意事項に同意いただいたとみなします。よくお読みいただいでお申込みください。

- は です
- 車いすの形状により、スマートドライブの取付けができない場合があります。ご購入の前に必ず実際にご使用になる車いすでデモを行い、動作確認をしてください。
- 製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更することがあります。記載されている表示価格は、特別な記載のない限りすべてメーカー希望小売価格となります。消費税は含まれておりません。

製品番号:	Step1	Step2	Step3	Step4	Step5
	MX2				

- プッシュトラッカーE2のご利用にはスマートフォンが必要です。
- 下表を見ながら上記Step2～Step4の枠内に、当てはまるアルファベット及び数字を全て埋め発注する製品番号を完成させてください。

Step 1 スマート・ドライブ MX2+ セット	<p>【セットに含まれるもの】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドライブユニット ・リチウムイオン電池（ドライブユニット内蔵） ・Bluetooth®搭載プッシュトラッカーE2 ・充電器（ドライブユニット用/Bluetooth®ユニット用） ・取付金具（固定車用または折りたたみ式車いす用） 	<p>650,000円(税別)</p> 
Step 2 車いすフレームタイプ	<p>固定車 ⇒ R } どちらかを選択してください</p> <p>折りたたみ式 ⇒ F }</p>	
Step 3 スマートドライブ 取付けクランプ	<p>固定車用クランプ Step2で『R』選択時</p> <p>キャンパーチューブ径</p> <p>φ25～φ36 ⇒ S } どちらかを選択してください</p> <p>φ38～φ50.8 ⇒ L }</p> <p>パンテラー用クランプ ⇒ P } ※パンテラー用クランプは追加料金を頂きます。 ※U2ライト・U3ライト以外の車いすをご利用の方はご選択ください。 数字は目安です。必ずデモを行った際に使用したサイズのものを選択してください。</p> <hr/> <p>折りたたみ用 クランプ Step2で『F』選択時</p> <p>車軸間</p> <p>※車いすを完全に開いた状態で、車軸の先から反対側の車軸の先までを採寸してください。</p> <p>20.3cm～31.6cm ⇒ N } いずれかを選択してください</p> <p>31.7cm～43.0cm ⇒ R }</p> <p>43.1cm～54.6cm ⇒ W }</p> <p>数字は目安です。必ずデモを行った際に使用したサイズのものを選択してください。</p>	
Step 4 ホイールサイズ	<p>22"(501) ⇒ 24 } いずれかを選択してください</p> <p>24"(540) ⇒ 24 }</p> <p>25"(559) ⇒ 25 }</p>	
Step 5 スイッチコントロール	<p>標準版 ⇒ X } いずれかを選択してください</p> <p>モノジャック版 ⇒ O }</p> <p>※モノジャック版は追加料金を頂きます。</p>	