


ご注文日	月 日	販売店	ご担当
使用者	フリガナ		
納品先	お名前	郵便番号	連絡先
	御社発注No.		

お申込みいただいた時点で下記注意事項に同意いただいたとみなします。よくお読みいただいております。

- ・最高速度は6km/hです。
- ・改造等による使用の変更を行った場合の不具合、事故、けが等につきましては、弊社では責任を負いかねます。
- ・車いすの形状により、スマートドライブの取付けができない場合があります。ご購入の前に必ず実際にご使用になる車いすデモを行い、動作確認をしてください。
- ・製品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更することがあります。  
記載されている表示価格は特別な記載のない限りすべてメーカー希望小売価格となります。消費税は含まれておりません。

製品番号:	MX2	-	Step1	Step2	Step3	D

- ・プッシュトラッカーアプリのご利用には、iOS13以上のiPhone/Android(機種により異なります)のスマートフォンが必要です。
- ・下表を見ながら上記Step1～Step3の枠内に、当てはまるアルファベット及び数字を全て埋め発注する製品番号を完成させてください。

スマートドライブSEセット	<p>【セットに含まれるもの】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ドライブユニット</li> <li>・リチウムイオン電池(ドライブユニット内蔵)</li> <li>・充電器(ドライブユニット用)</li> <li>・取付金具(固定車用または折りたたみ式車いす用)</li> <li>・スピードコントロールダイヤル</li> </ul>	<p>メーカー希望小売価格 393,000円(税抜き)</p>	
Step 1 車いすフレームタイプ	<p>固定車 ⇒ R } 折りたたみ式 ⇒ F } どちらかを選択してください</p>		
Step 2 スマートドライブ取付けクランプ	<p>固定車用クランプ Step1で『R』選択時</p> <p>キャンパーチューブ径</p> <p>φ25～φ36 ⇒ S } φ38～φ50.8 ⇒ L } パンテラ用クランプ ⇒ P } いずれかを選択してください</p> <p>数字は目安です。必ずデモを行った際に使用したサイズのものを選択してください。</p>		<p>【パンテラをご利用の方へ】</p> <p>◎U2ライト・U3ライトの方 通常の固定車用クランプをご利用ください。 左記よりお選びください。</p>
	<p>折りたたみ用クランプ Step1で『F』選択時</p> <p>車軸間</p> <p>※車いすを完全に開いた状態で、車軸の先から反対側の車軸の先迄を計測下さい</p> <p>20.3cm～31.6cm ⇒ N } 31.7cm～43.0cm ⇒ R } 43.1cm～54.6cm ⇒ W } いずれかを選択してください</p> <p>数字は目安です。必ずデモを行った際に使用したサイズのものを選択してください。</p>		<p>◎U2ライト・U3ライト以外の方</p> <p>・パンテラ用クランプをご利用いただけます。パンテラ用クランプをご注文の場合は、左記よりチェックを必ず入れてください。</p>
Step 3 ホイールサイズ	<p>22"(501) ⇒ 24 } 24"(540) ⇒ 24 } 25"(559) ⇒ 25 } いずれかを選択してください</p>		

○備考

フォームリセット(選択した項目がすべてリセットされます)