

令和2年4月2日

お客様各位

ペルモビール株式会社
カスタマーサービス

ROHO 製品空気注入ポンプ変更 (HP45) のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。

さて、この度 ROHO クッション製品に同梱されております空気注入ポンプ (HP45) に関し、製品に改良が入り新しくなりましたのでご連絡をいたします。

新ポンプは、ポンプを押し込む時と引く時の両動作 (デュアルアクション) で空気を注入できるようになりました。これにより、短時間での空気の注入が可能となり、クッションの調整時間を短縮する事ができます。

この新ポンプは 2020 年 3 月 18 日より順次発送を開始しております。ただし、ご注文時期やご注文製品により順番が前後し、旧式ポンプが届く場合があります、予めご了承ください。なお、本改良による価格変更はございません。

また、マットレス用の空気注入ポンプ (HP20) は従来通り変更はございません。

これからも ROHO 製品の変わらぬご愛顧の程よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

- 対象製品：全ての空気調整式クッション製品
- 仕様変更内容：シングルアクション式からデュアルアクション式への変更
- 仕様変更理由：製品改良
- 仕様変更実施日 2020 年 3 月 18 日



以上