

電動テイルト式普通型 M1

公費対応モデル



車いす生活で、困ること。

あなたはいくつ当てはまりますか？



- 長時間座りっぱなしで腰が痛い
- 気づかぬうちに床ずれになっている
- 走行時の振動などで身体が前ずれになる
- 下り坂で前のめりになり怖い
- 歩道の段差や踏切を通るのが怖い

M1 があれば
お悩み解決！

● M1 の電動ティルトで変わる、生活の質

ティルトを使用することで、お尻や腰などへかかる負担を分散させることが可能になり、1日中乗っていても疲れにくくなります。

M1 では、十分な圧分散に必要な角度 **50°** まで後傾することが可能です。



M1 なら、解決できること。



下り坂でも座面を水平に傾け
前のめりを防ぐ




長時間乗っていても安心な
休息姿勢



振動による姿勢の崩れを軽減可能
(サスペンション)




段差・踏切もスムーズに乗り越え可能



低い車内でも積み込み可能
(折りたたみ式バックレスト)



ご自身の身体に合った
バックレストを取り付け可能



製品仕様

全長	1090mm	背幅	410mm
全幅	630mm	背高	510mm
重量	144kg	座幅	410mm
耐荷重	136kg	座奥	410mm
最小回転半径	510mm	座面高	410mm
最高速度	6km/h	アームレスト長さ	360mm
連続走行距離	25km	フットプレート (2P)	220mm(D) x 140mm(W)

電動ティルト	0° - 50°
手動リクライニング	85° - 110°
手動足台エレベーション	80° - 135°
バッテリー	60Ah x 2
ボディカラー	ブラック
ジョイスティック標準取付位置	右側

完成用部品やオプションは、別途、電動車いすカタログをご参照下さい。
この資料に記載の会社名、ロゴ、製品名は、その会社の登録商標または商標です。
また、記載された仕様、デザイン、色などは予告なく変更になる場合があります。
各写真は印刷のため実際の製品の色、大きさと異なる場合があります。

permobil
POWER WHEELCHAIRS

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2丁目7番地6号

Tel: 03-6659-9500 Fax: 03-6659-9507

※営業時間 10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・弊社休業日を除く)