

SmartDrive with PushTracker E3



スマートウォッチ「プッシュトラッカー E3」

スマートでファッショナブルなプッシュトラッカーは、動きを検知して、スマートドライブを制御します。プッシュカウントや滑走時間、バッテリーの残量など、その日の活動情報を確認できます。

また、Wear OS by Google なのでメールやマップといった Google のサービスも利用することが可能です。



スマートドライブ

上り坂や公園でも楽々！

無線でつながったプッシュトラッカーを使うことで、環境に適した速度でアシストすることが可能となります。

● 同梱内容

- ドライブユニット（本体） 1個
- ドライブユニット（本体）用充電器 1個
- プッシュトラッカー E3 1個
- プッシュトラッカー E3 用充電器 1本
- スイッチコントロールボタン 1式
- 車いす接続クランプ（指定のサイズのもの1個）
- 保管用フォームホルダー 1個



希望小売価格

¥891,000（税込）

対応車いす／仕様

車いすタイプ : 固定式 / 折りたたみ式

ホイールサイズ : 22" / 24" / 25" / 26"

全長（本体）: 38.9cm

全幅（本体）: 14.1cm

全高（本体）: 24.2cm

重量（本体）: 5.7kg

バッテリー : リチウムイオン（容量 3.4Ah）

取付け幅（折りたたみ式）: 21cm ~ 53.3cm

耐荷重 : 14kg ~ 150kg

走行距離 : 19.8km

最高速度 : 6km/h

モーター出力 : 250W/36V

適応温度 : -25℃ ~ 50℃

※車いすの形状により取り付けできない場合があります。

ペルモビール株式会社

〒135-0004

東京都江東区森下2丁目7番地6号

Tel: 03-6659-9500 Fax: 03-6659-9507

※営業時間 10:00 ~ 18:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）



販売店



@permobiljapan